




Tecnoss® *Protexa*®

DERMA SUINO BIOCOMPATIBILE



Caratteristiche

Dispositivo Medico di classe III **CE**. Membrana collagenata ottenuta da derma suino usando un esclusivo processo TecnoSS. Impiantabile previa accurata stabilizzazione, riassorbibile e biocompatibile.

Dispositivo non costituito da lattice e ftalati.

Informazioni cliniche

Riempitivo collagenato, membrana a protezione di ricostruzioni o recuperi parziali o totali di porzioni tissutali perse in difetti non infetti, non sclerotici e ben irrorati.

Confezionamento

Doppio imballo sterile monouso.

Sterilizzazione

Raggi gamma.

Avvertenze

Dispositivo monouso.

Non testato in pazienti in gravidanza.

Codice e misura (in mm)

ED05PS	~ 50x50x1,1-1,5
ED10PS	~ 100x100x1,1-1,5
ED07PS	~ 140x80x1,1-1,5
ED20PS	~ 200x100x1,1-1,5
ED24PS	~ 250x180x1,1-1,5
ED32PS	~ 300x200x1,1-1,5
ED91PS	~ 150x100x1,1-1,5
ED92PS	~ 200x150x1,1-1,5
ED95PS	~ 250x200x1,1-1,5
ED50FS	~ 50x50x0,8-1
ED10FS	~ 100x100x0,8-1
ED07FS	~ 140x80x0,8-1
ED20FS	~ 200x100x0,8-1
ED24FS	~ 250x180x0,8-1
ED32FS	~ 300x200x0,8-1
ED05LS	~ 50X50X0,4-0,6
ED07LS	~ 140X80X0,4-0,6
ED10LS	~ 100X100X0,4-0,6

LINEA MEDICALE

Origine

Derma suino

Collagene del tessuto

Preservato

Aspetto

Membrana essiccata

Codice CND

P900402, prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione

Numero di repertorio RDM

479493

Tecnoss s.r.l.

Sede legale

Via Morghen 34 10143 Torino – Italy

Sede operativa

Via Nurivalle 8
10094 Giaveno (TO) – Italy

Produzione

Via Monte Nero 13
10050 Coazze (TO) – Italy
Telefono: +39 011 9766684

Fax: +39 011 9766684

e-mail: tecnoss@tecnoss.com

C.F. e P.I.: 07524260010

Registro Imprese del Tribunale

di Torino n° 07524260010

Rea n° TO-902205

Capitale sociale: 40.000,00 Euro i.v.